

Bezkontaktni Infracrveni Termometar

Pakiranje

Sadržaj pakiranja

- Infracrveni Termometar 1 kom
- Upute za uporabu 1 kom

Opis proizvoda

I-MEDICAL 8711 je bezkontaktni infracrveni elektronički termometar (u daljnjem tekstu: termometar) za medicinske odjele i obitelji za mjerenje tjelesne temperature preko ljudskog čela, što je brzo, precizno i prikladno. Ergonomsko tijelo termometra moderan dizajn, zvučno upozorenje, bilježi 32 mjerenja, LCD zaslon, automatski se isključuje za 7 sekundi, a napredna tehnologija infracrvenog senzora osigurava sigurnost i točnost mjerenja temperature i doprinosi zdravom i udobnom životu obitelji.

Simboli



Specifikacija

Naziv proizvoda

Infracrveni Termometar

Model: I-MEDICAL 8711

Napon, Snaga: 3V-0,06W

Otpornost na vodu: nije vodootporan

Zaslon: LCD
Baterije:
2 AAA alkalne baterije
Točnost mjerenja: ± 0.3 °C

Senzor: Infracrveni

Raspon mjerenja tjelesne temperature: 32.0 - 43.0 °C

Raspon mjerenja temperature okoline: 0.0 - 99.9 °C

Točnost mjerenja:

± 0.3 °C (32.0 °C - 35.9 °C)
± 0.2 °C (36.0 °C - 39.0 °C)
± 0.3 °C (39.1 °C - 42.9 °C)

Rezolucija: 0.1 °C

Radni uvjeti: 16.0 - 35.0 °C

Vlažnost: 30-80%

Uvjeti pohrane: 25.0 - 55.0 °C

Vlažnost: 95% ili manja

Izgled proizvoda

Dijelovi proizvoda (Slika 1)

Material tijela (ABS)

Klizni prekidač načina mjerenja

Zaslon



Uporaba

1. Način mjerenja, čelo

Pritisnite jednom tipku „Mjerenje“. Oglašava se "Beep" zvučni signal termometra, pozadinsko svjetlo zaslona treperi, na zaslonu se prikazuje "—" , proizvod je spreman za mjerenje. Poravnajte usta termometra s čelom, udaljenost 2-5 cm od čela i pritisnite gumb "Mjerenje". Kad je oglašio dugi "Bi" zvučni signal, to znači da je temperatura niža od 38 °C i zaslon prikazuje izmjerenu temperaturu. Kada se 5 puta oglašio ton "Bi-Bi", znači da je temperatura viša od 38 °C, na zaslonu se prikazuje izmjerena temperatura. Bez rada 7 sekundi, proizvod će se automatski isključiti.

2. Mjerenje temperature objekta

Prije uporabe, potvrdite da je način mjerenja način rada temperature objekta. Ako je termometar u načinu mjerenja tjelesne temperature, morate se prebaciti u način mjerenja temperature objekta (prebacite "Klizni prekidač načina mjerenja" u način mjerenja temperature objekta).

Postavke alarma za visoku temperaturu

Ovaj proizvod može alarmirati visoku temperaturu promjenom boje pozadinskog osvijetljenja zaslona. Zadana temperatura alarma ovog termometra je: 38 °C. Raspon zelenog zaslona: 32 °C - 37.4 °C, narančasti: 37.5 °C - 37.9 °C, crveni: 38.0 °C - 42.9 °C. Da biste postavili novu temperaturu alarma, u stanju "F1" pritisnite tipku "SET". Na zaslonu se prikazuje F2 koji treperi i prikazuje se zadanih 38.0 °C. Pritisnite tipku "Memory +" ili "Memory -" da biste postavili novu temperaturu alarma. Područje podešavanja je +/- 2 °C.



Pritisnite "Setting" tipku i F2 trepće



Zadana temperatura je 38 °C



Pritisnite tipku "Memory +" ili "Memory -" za podešenje

Pregled podataka u memoriji

• Izmjereni podaci (temperatura tijela ili objekta) automatski se pohranjuju. Pritisnite tipku "Memory +" ili "Memory -" u stanju uključenosti za prikaz prethodnih mjernih podataka. Maksimalni broj memorijskih mjesta je 32 mjesta.

Kalibracija temperature termometra

• Kad korisnik vjeruje da termometar ima pogrešku u mjerenju temperature, on može sam izvršiti kalibraciju temperature. Izmjerite ispravnu temperaturu poznatog predmeta da biste dobili temperaturu razliku. U stanju F2 pritisnite tipku "SET", zaslon F3 trepće, tada se prikazuje "0.0". Pritisnite tipku "Memory +" ili "Memory -" da biste postavili razliku u temperaturnoj kompenzaciji.



Pritisnite "Setting" tipku, F3 trepće



Zadani prikaz 0.0 °C



Pritisnite "Memory +" ili "Memory -" za podešenje

III. Alarm - zvučno upozorenje, "ON/OFF"

• U stanju "F3" ponovno pritisnite tipku "SET". "F4" će treptati i na zaslonu će se prikazati "ON", što znači da je zvuk uključen. U ovom trenutku pritisnite tipku "Memory +" ili "Memory -" da biste uključili ili isključili zvuk.



Pritisnite "Setting" tipku i F3 trepće



Zaslon prikazuje ON



Pritisnite tipku "Memory +" ili "Memory -" za isključenje

IV. Promjena mjernice °C i °F

- Pritisnite i držite tipku "SET" 3 sekunde
- Uredaj ulazi u "način rada podešavanje" i na zaslonu treperi "F1"
- Pritisnite "Memory +" ili "Memory -" za prebacivanje između °C ili °F mjernih jedinica



Pritisnite i držite 3 sekunde, F1 trepće



Zaslon prikazuje °C



Pritisnite tipku "Memory +" ili "Memory -" za izmjenu

• Indikator statusa baterije

Kad je napon baterije niži od 2,6 V ± 0,15 V, na zaslonu će se pojaviti " " ikona niskog napona baterije. Zamijenite bateriju što je prije moguće, ali termometar i dalje može raditi kratko vrijeme.

- Zamjena baterije: Otvorite poklopac baterije, izvadite ispražnjene baterije i umetnite dvije nove AAA baterije pazeći na polaritet. Poklopac baterije čvrsto zatvorite.
- Ne ostavljajte termometar duže vrijeme u okruženju s visokom temperaturom.

- Molimo ne dodirujte infracrveni senzor rukom.

• Termometar sadrži osjetljive elektroničke komponente i treba izbjegavati njegovu uporabu u okruženju s elektromagnetskim smetnjama (npr. u blizini mobilnog telefona, mikrovalne pećnice, itd.) kako bi se spriječilo da privremeno utječu na njegovu točnost

• Nemojte mjeriti tjelesnu temperaturu u roku od 30 minuta nakon vježbanja, jela i kupanja. Tada se tjelesna temperatura razlikuje od normalne tjelesne temperature.

• Kada se temperatura okoline jako promijeni (na primjer, iz unutarnje u vanjsku), pričekajte oko 30 minuta prije mjerenja

• Preporučuje se interval između mjernje temperature budu više od 10 sekundi.

• Termometar držite izvan dohvata djece. Kad je infracrveni senzor prijav, nježno ga obrišite mekom suhom krpom.

• Da bi se održala točnost mjerenja, senzorska glave mora se pokriti kapicom nakon završetka mjerenja.

• Nemojte udarati, ispuštati, gaziti ili trestiproizvod.

• Kada se proizvod ne koristi dulje od tri mjeseca, bateriju treba izvaditi, jer u protivnom može prouzrokovati curenje, zagrijavanje ili pucanje što može oštetiti proizvod.

I-MEDICAL

UPUTE ZA UPORABU



Bezkontaktni Infracrveni Termometar